

携帯型心電図用アンプ

Polyam(ECG) II-BF

基礎医学研究用機器



■携帯型で簡単に心電図計測

「製品概要」

双極誘導の簡単な心電図計測を行うための携帯型の心電図アンプです。
R-Rインターバル（心拍数）の測定などにご利用いただけます。

携帯型心電図用アンプ Polyam(ECG) II-BF	
チャンネル数	1チャンネル
Gain	1000倍 [1(mV/V)]
ダイナミックレンジ	±1.5(V)
HFF	15 Hz
LFF	0.5 Hz [TC=0.3(s)]
出力端子	3.5φmm ステレオミニジャック
電源	単三電池 1本使用
重量寸法	80g(乾電池含まず) , W55×D27×H90(mm)
セット機器構成	携帯型心電図アンプ 1台
	シールド付電極リード線(赤、黄、緑、黒各1本)
	出カケーブル((3.5φmm ステレオミニジャック⇒BNC) 1本

※このカタログは2014年4月1日現在のものです。
※記載商品の仕様は改善のため予告無く変更される事があります。
※基礎医学研究用器機のため臨床用途には使用できません。



バイオフィールド株式会社

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町1-18 エクラート江坂ビル3F

TEL: 06-7878-6569 FAX: 06-7878-6530

E-Mail: info@biofield.co.jp

http://www.biofield.co.jp

