

反応入力ボタン

Model:[RB2, RB3,RB5]



官能評価などを行う際に役立つ反応入力ボタンです。


特徴

ヒトが感じる味覚・臭覚・視覚・触覚などの嗜好型官能評価を行う際に嗜好尺度を記録するための反応入力ボタンです。
ボタンを押すことで装置の BNC 端子から電圧出力します。

「基本仕様」

■ Model	RB2	RB3	RB5
■ ボタン数	2 個	3 個	5 個
■ 出力端子	BNC		
■ 出力電圧	0.5V 間隔 (ボタン間)		
■ サイズ	135 (W) × 75 (D) × 35 (H) mm		
■ 電源	単三電池 2 個		

例: Model:RB5 の 1 から 5 番のボタンを押した際の 5 段階電圧出力



- ※ 5 個以上のご希望のボタン数での製作も承っております。
- ※ 入力ボタンそれぞれに対して BNC 出力端子を追加するオプション製作も承っております。

- このカタログは 2015 年 5 月 1 日現在のものです。
- 製品の仕様および外観は予告なく変更される場合があります。

バイオフィールド株式会社

〒564-0051

大阪府吹田市豊津町 1-18 エクラート江坂ビル 3F

TEL: 06-7878-6569 FAX: 06-7878-6530

E-Mail: info@biofield.co.jp

